

INSTRUCCIONES PARA MESAS DE INSTRUMENTAL MI Marca Orla ®

Fabricante: Orla Equipamientos Clínicos, S.L.
C/ Torno 10 Pol. Ind. Santa Ana - Rivas Vaciamadrid
28529 Madrid, España (Spain)
Tel./Fax: (+34) 91 499 0096
e-mail: orlaec@orlaec.com

**¡¡ LEER DETENIDAMENTE!!**

El fabricante declina toda responsabilidad derivada del uso inadecuado del producto. Este producto ha sido diseñado y fabricado siguiendo las directrices marcadas por la "Directiva Europea sobre Productos Sanitarios 93/42/CEE (Real Decreto 414/1996)", y las Normativas a las que se remite CE.



- Las mesas auxiliares se fabrican de acero inoxidable AISI304.
Peso máximo recomendado para estantes fijos (distribuido uniformemente sobre toda la superficie de la mesa: **25 kg**
Peso máximo recomendado para estantes regulables (distribuido uniformemente sobre toda la superficie de la mesa: **15 kg**
- En caso de colocar peso encima, éste debe ser distribuido uniformemente sobre toda la superficie de la mesa.
- Antes de mover la mesa, asegúrese de que hay espacio libre para hacerlo para evitar golpear otro mobiliario o personas.
- Antes de mover la mesa, asegúrese de los objetos colocados sobre ella están bien asentados y alejados del borde para evitar caídas.
- En caso de que la mesa disponga de sistema de elevación, antes de comenzar a trabajar, asegúrese de que la mesa está firmemente fija en la altura deseada. Si es necesario, operar la mesa con 2 personas.
- Mobiliario diseñado para su uso en interior.

**MANTENIMIENTO**

- Para evitar un envejecimiento prematuro del producto debe seguir un mantenimiento regular (cada 15 días aprox.). Limpie el Producto con un paño húmedo y agua jabonosa, asegúrese de retirar el jabón y seque completamente con un paño. Evite la abrasión de las superficies. Evite los excesos de humedad. Evite los limpiadores agresivos como disolventes, ácidos, lejía, amoníaco, etc. En el caso de manchas tratar INMEDIATAMENTE con agua jabonosa.
- Se deben almacenar en lugares secos y en posición horizontal apoyada en las 4 patas.
- Cualquier otro procedimiento de conservación, será responsabilidad del usuario.

GARANTÍA

- El fabricante garantiza la reparación del producto ante defectos de fabricación, incluyendo mano de obra y piezas, durante un periodo de VEINTICUATRO MESES (24) a partir de su adquisición. Esta garantía se aplica al producto y los accesorios suministrados si se manejan de acuerdo a las instrucciones de uso, presentando la factura de compra. La garantía no se aplicará si las disfunciones son debidas al uso y/o desgaste normales, si el producto hubiera sido manipulado por personal no autorizado, si se producen daños ocasionados por accidentes, caídas, golpes, exposición a ambientes degradantes, humedades, fuego, negligencia, uso y/o mantenimiento incorrectos, etc, y en general si la causa no es imputable al fabricante.

INSTRUCTIONS FOR INSTRUMENTS TABLES MI Mark Orla ®

Manufacturer: Orla Equipamientos Clínicos, S.L.
C/ Torno 10 Pol. Ind. Santa Ana - Rivas Vaciamadrid
28529 Madrid, España (Spain)
Tel./Fax: (+34) 91 499 0096
e-mail: orlaec@orlaec.com

**READ CAREFULLY!!**

The manufacturer declines any responsibility derived from the inadequate use of the product. This product has been designed and made following the directives marked for " European Directive for Sanitary Products 93/42/CEE (RD 414/1996) ", and the Regulations to which CE applies.



- The auxiliary tables are made of stainless steel AISI 304.
Maximum weight recommended for fixed shelves (distributed evenly over entire surface of the table: **25 kg**
Maximum weight recommended for adjustable shelves (distributed evenly over entire surface of the table: **15 kg**
- In case of placing weight on this one must be distributed uniformly on the whole surface of the table taking care not to damage the upholstery.
- Before moving the table, make sure there is room enough to avoid hitting other furniture or persons.
- Before moving the table, make sure all the objects on the table are safely ordered and far enough from edges to avoid accidental falls.
- In case the table is height adjustable, before working make sure the shelves are safely fixed at the desired height. If necessary, the table must be operated by 2 persons.
- Designed only for in-door use.

**MAINTENANCE**

- To avoid a premature aging of the product must follow a regular maintenance (every 15 days aprox.). Clean the Product with a wet cloth and soapy water, make sure of withdrawing the soap and drying completely with a cloth. Avoid the excesses of dampness. Avoid Aggressive cleaners like solvent, acids cleansers, bleach, ammonia, etc. In case of stain to treat IMMEDIATELY with soapy and water.
- They must be stored in dry places and in horizontal position rested on 4 legs.
- Any other procedure of conservation, it will be a responsibility of the user.

GUARANTEE

- The manufacturer guarantees the repair of the product against manufacturing defects, including labour and parts, over a period of twenty-four months (24) after its acquisition. This guarantee applies to products and accessories supplied if handled according to the use directions for use, presenting your invoice. The warranty does not apply if malfunctions are due to the normal use and / or normal wear, whether the product had been tampered with by unauthorized personnel, if damage caused by accidents, falls, beatings, exposure to degrading environments, humidity, fire, negligence, use and / or improper maintenance, etc., and generally if the cause is not attributable to the manufacturer.