

Manual de instrucciones

2017-05-05

CuroCell S.A.M.[®] PRO Colchón antidecúbito estático



CuroCell S.A.M. PRO



CuroCell S.A.M. PRO CF10



CuroCell S.A.M. PRO CF16



Índice

Instrucciones de seguridad importantes	3
Introducción	4
Descripción del producto	6
Instalación y tareas iniciales	9
Limpieza y reacondicionamiento	11
Almacenamiento	12
Mantenimiento	13
Resolución de problemas	14
Descripción técnica	15
Repuestos	17
Opciones y accesorios	19
Garantía	20
Otra información	21
Notas	22

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Lea las instrucciones antes de utilizar el colchón

¡ADVERTENCIA! Para reducir al mínimo el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesión corporal:

1. Este producto solo debe utilizarse con el fin para el que se ha fabricado, como se describe en este manual. El producto no se debe combinar, montar ni reparar con piezas (p. ej., bomba y colchón), accesorios o repuestos que no sean los descritos en este manual o en cualquier otra documentación de Care of Sweden.
2. No utilice la bomba en salas húmedas donde se corra el riesgo de contacto con el agua u otro líquido. No manipule una bomba que haya entrado en contacto con agua/líquido. Desenchufe la clavija del tomacorriente eléctrico inmediatamente y envíe el producto a un técnico de servicio autorizado para mantenimiento.
3. **NO UTILIZAR** cerca de o en contacto con fuentes de ignición/superficies calientes como fuego, cigarrillos encendidos o lámparas. Aunque el producto ha superado las pruebas de ignición, puede dañarse si entra en contacto con dichas fuentes.
4. Coloque y use el producto de modo que se evite que quede pinzado o sufra daños. **NOTA:** sobre todo tenga especial cuidado de no quedarse pinzado y del riesgo de lesiones por aplastamiento al utilizar los carriles de la cama.
5. No utilice el producto si el cable eléctrico o la clavija de la bomba tuvieran defectos, si la carcasa de la bomba estuviera dañada o si la bomba no funcionara correctamente. Póngase en contacto con un técnico de servicio autorizado para su examen y reparación.
6. Controle periódicamente la funcionalidad del producto efectuando un «control manual» (vea la sección 3.4). Controle también que el ajuste del confort sea correcto, tal como se indica en la tabla que figura en la bomba.
7. Se precisa una monitorización continua cuando el producto se use para personas que necesiten una supervisión especial, por ejemplo niños.
8. El colchón está protegido por una cubierta higiénica. Intente evitar el uso simultáneo de varias cubiertas higiénicas con este colchón, debido al riesgo de que pueda destruirse la permeabilidad al vapor.
9. La cubierta higiénica impide la penetración de líquidos o aire, pero es permeable al vapor (el vapor se elimina). Compruebe que el paciente esté colocado correctamente para evitar el riesgo de asfixia.
10. Evite daños en la cubierta higiénica procurando que no entre en contacto con objetos afilados o puntiagudos.
11. Si la cubierta está equipada con asas en los laterales, estas asas son únicamente para levantar y mover el propio colchón. Cualquier otro uso será bajo su propia responsabilidad y no está cubierto por la garantía del producto.
12. El cable eléctrico de la bomba se debería situar de tal forma que minimizase el riesgo de tropezarse. De ser posible, utilice un soporte para cables.
13. Existe un riesgo de asfixia en caso de que el cable eléctrico acabe, por accidente, alrededor del cuello del usuario; a ser posible, utilice un soporte para cables y asegúrese de que el paciente esté correctamente tumbado en la cama, de acuerdo con las instrucciones.

1. Introducción

El CuroCell S.A.M.® PRO es un colchón neumático muy funcional y económico para todo tipo de entornos de asistencia.



Lea siempre el manual de instrucciones antes del uso.

1.1 Información general

Este sistema es un producto sanitario que cuenta con el marcado CE, según la norma MDD 93/42/EEC. Según el régimen legal aprobado por las autoridades para dispositivos médicos, el fabricante deberá informar de todos los accidentes o incidencias en las que sus productos se vean implicados. Le agradeceríamos que comunicase inmediatamente a Care of Sweden toda la información sobre accidentes o incidentes relacionados con nuestros productos. Este sistema se ha ensayado y aprobado en concordancia con las siguientes normas: EN 60601-1, SS-EN ISO 12182, SS-EN ISO 14971, SS-EN ISO 10993, EN 597-1, EN 597-2 y EN 14126.

1.2 Uso previsto

CuroCell S.A.M.® PRO se usa con carácter preventivo y constituye una ayuda en el tratamiento de las úlceras de decúbito de hasta tercer grado⁽¹⁾. Puede emplearse en todo tipo de entornos de asistencia. El sistema se puede utilizar también para ayudar en el tratamiento del dolor. CuroCell S.A.M.® PRO es un sistema de colchón neumático diseñado para un uso continuado.

1.3 Variantes

El producto está disponible como un colchón de superposición (CuroCell S.A.M.® PRO, CuroCell S.A.M.® PRO CF10) que se coloca encima de un colchón existente o como un colchón combinado (CuroCell S.A.M.® PRO CF16), con un núcleo de espuma integrado, que se coloca directamente en el somier.

Este sistema está destinado a usuarios de hasta 250 kg de peso.

Se recomienda cambiar de posición con regularidad. El personal responsable deberá determinar cada cuanto tiempo es necesario cambiar de posición al usuario, dependiendo de su estado, diagnóstico y situación general.

Se deberá limpiar el colchón siempre que se cambie de usuario.

NOTA:

- Cuando se utilice junto con cojines de posición, lea cuidadosamente el manual de dicho producto, a fin de colocar al usuario correctamente.
- Si se utiliza este producto con una sábana de evacuación, el usuario deberá asegurarse de que se utilice de forma segura para este propósito.
- Recuerde que el colchón inferior es importante para la funcionalidad del producto.
- El colchón no es adecuado para radiografías debido al riesgo de imagen borrosa o interferencias que pueden dar lugar a un diagnóstico erróneo.
- No guarde ni utilice el producto a la luz directa del sol. El producto se puede estropear debido a la temperatura elevada y a la luz ultravioleta.

(1) National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel y Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevención y tratamiento de las úlceras de decúbito: Guía de referencia rápida. Emily Haesler (Ed.). Cambridge Media: Osborne Park, Western Australia; 2014.

1.4. Otra información

Plan de acción para úlceras de decúbito

Para conseguir el mejor resultado posible con este producto, se recomienda utilizar un entorno de trabajo bien planificado y estructurado. En nuestra guía «Plan de acción» encontrará ejemplos que pueden aplicarse y ponerse en práctica al utilizar nuestros productos.

La Guía del colchón

Esta guía práctica ayuda al cuidador a elegir el colchón correcto dentro de la gama de Care of Sweden. CuroCell S.A.M® es un colchón del grupo de funciones B. Esta información figura en nuestro sitio web www.careofsweden.com y también puede solicitar una copia a nuestro Servicio de atención al cliente, enviando sus datos a info@careofsweden.se.


2. Descripción del producto

2.1 Bomba - Frontal

1. Palanca selectora del confort.
 2. Panel de control.
 3. Carcasa, frontal.
 4. Conector de tubos.
 5. Conector del cable eléctrico.
 6. Interruptor.
- Sirve para encender o apagar la bomba.
Una lámpara verde indica que la bomba está en marcha.
7. Carcasa, trasera.



- A. Ganchos
- B. Fusibles (2 x T1A/250 V).
- C. Etiqueta.
- D. Filtro de aire.



2.2 Funciones de la bomba – Panel de control



Palanca selectora del confort – Ajustes del confort

La palanca selectora del confort ajusta la presión de aire del colchón. Cuando el botón se gira en el sentido de las agujas del reloj se suministra aire y aumenta la presión en el colchón. Cuando el botón se gira en el sentido opuesto de las agujas del reloj disminuye el suministro de aire y la presión en el colchón.



Para posiciones sentadas, recomendamos que la presión se suba +25 kg. Efectúe una comprobación mediante un control manual (consulte la sección 3.4).



Presión máxima (modo de asistencia)

Con esta función, se llena por completo de aire el colchón y se obtiene un apoyo fijo. Esta función debería utilizarse cuando se está asistiendo al paciente, cuando se le cambia de posición o se le mete o se le saca de la cama. Esta función vuelve automáticamente a la selección previa al cabo de unos 30 minutos



Señal informativa

Si la presión del colchón es demasiado baja se activará una alarma sonora-visual.



Cómo apagar la señal informativa

Apague la alarma sonora pulsando el botón «Audio off». La alarma sonora se vuelve a reactivar al cabo de siete minutos si la presión no ha vuelto a su estado normal.

En caso de problemas con las notificaciones, consulte la sección 7 de resolución de problemas.




Presión normal

La luz se ilumina de forma fija cuando el colchón está listo para utilizarse. Parpadea cuando se está bombeando aire al colchón.

2.3 Colchón

1. Cámaras de aire 2. Tubos 3. Soporte de tubos 4. CPR (Desinflado rápido)



2.4 Otros componentes

Cubierta higiénica

Cubierta interior suave (acesorio de CuroCell .A.M.® PRO)

Bolsa de transporte y almacenamiento (acesorio)

Núcleo de espuma integrado (sólo CuroCell S.A.M.® PRO CF16)

3. Instalación y tareas iniciales

3.1 Instalación

Al desembalar el colchón, compruebe que ninguna pieza esté dañada. Si detecta algún daño, póngase en contacto con Care of Sweden antes de utilizar el producto.

1. Coloque el colchón encima del colchón existente. De ser posible, asegúrelo sujetando las correas elásticas del fondo por las esquinas del colchón inferior.

Nota: Si el colchón tiene un núcleo de espuma integrado (CuroCell S.A.M.® PRO CF16), coloque el colchón directamente sobre el somier. Sujete el colchón a las partes móviles del somier utilizando las correas de la cubierta.

2. Suspenda la bomba en el extremo de los pies de la cama o colóquela sobre una superficie plana y robusta. Tienda el cable eléctrico de modo que no se corra el riesgo de tropezar con él, que las ruedas de la cama no puedan pisarlo y que no quede trabado al elevar o descender la cama.

3. Conecte los tubos de aire procedentes del colchón al lateral de la bomba. La bomba y las mangueras están equipadas con conectores rápidos; se oirá un chasquido cuando se hayan conectado correctamente.

4. Compruebe y asegúrese de que el interruptor esté en la posición "0" (desconexión). Enchufe el cable eléctrico a una toma eléctrica aprobada (220 V).



NOTA:

- Haga la cama con sábanas para incrementar la comodidad del usuario.
- Controle que la válvula CPR esté cerrada.
- Asegúrese de que el colchón tenga el tamaño adecuado para la cama.

3.2 Tareas iniciales y selecciones



TENGA EN CUENTA LO SIGUIENTE: Lea siempre el manual de instrucciones antes del uso.

1. Ponga en marcha la bomba pulsando "1" (conexión) en un lado de la bomba.
2. La bomba empieza a llenar el colchón de aire. La luz verde con el símbolo  parpadeará durante la fase de inflado; el colchón tarda unos 15 minutos para llenarse de aire.
3. Cuando el símbolo  se ilumina con una luz verde de forma fija, el colchón está listo para utilizarse.

3.3 Selección del confort

La presión de aire en el colchón puede ajustarse en concordancia con las preferencias de confort del usuario. Para una selección adecuada, consulte siempre lo que haya prescrito el facultativo u otro personal autorizado.

La presión adecuada del aire se selecciona con la palanca (0-250 kg). La escala numerada le ayudará a realizar su selección. Para posiciones sentadas, recomendamos que la presión se suba +25 kg. Efectúe una comprobación mediante un control manual (consulte la sección 3.4).

NOTA:

- Al elevar la cabecera de la cama, la presión debería incrementarse 25 kg.
- Si solamente están sujetas a una carga una parte del colchón (p. ej., en el caso de usuarios amputados), se deberá incrementar la presión (1-2 pasos). A continuación, efectúe una comprobación manual (consulte la sección 3.4).
- Está destinado a usuarios de hasta 250 kg de peso.

3.4 Control manual, comprobación de la presión seleccionada

El control manual se utiliza para comprobar que el colchón esté funcionando correctamente. Esto debería realizarse periódicamente, una vez por turno, después de cambiar la posición en la cama o la selección de confort.

Abra la cubierta. Coloque la mano plana debajo de las cámaras de aire, directamente debajo de la región pélvica del usuario y compruebe que este no descansa directamente sobre el colchón inferior. Recomendamos que haya aproximadamente un espesor de un dedo con el colchón inferior.



Si el margen es demasiado grande o demasiado pequeño, tiene que incrementar o reducir las selecciones de confort al siguiente paso superior o inferior. Espere 10 minutos y efectúe un nuevo control manual.

3.5 CPR

En caso de emergencia, cuando la CPR (reanimación cardiopulmonar) sea necesaria: tire rápidamente de la correa de CPR en los tubos de aire entre la bomba y el colchón. Quite los conectores rápidos del lateral de la bomba, para que el desinflado sea aún más rápido.

NOTA: Compruebe que los conectores de CPR estén adecuadamente acoplados después del uso.



3.6 Presión baja

Si hay una presión del aire anormalmente baja, consulte la sección 7 de resolución de problemas.

3.7 Función de transporte

Quite los tubos de la bomba y conéctelos entre sí: así el colchón pasará a estar en «Modo de transporte». Recomendamos utilizar esta función sólo durante breves periodos de tiempo.

Nota:

Si la presión de aire sigue siendo baja, examine el colchón y los tubos para comprobar si se ha producido algún daño. Repare cuando sea necesario o póngase en contacto con el proveedor.

4. Limpieza y reacondicionamiento

Es importante seguir las instrucciones abajo indicadas antes de utilizar el producto para otro usuario. En caso de duda, consulte a su asesor sobre higiene o al proveedor para recibir asistencia e instrucciones.

4.1 Limpieza

BOMBA

¡ADVERTENCIA!

No abra el alojamiento de la bomba; existe el riesgo de descarga eléctrica. Las tareas de servicio y mantenimiento debería realizarlas un técnico de servicio autorizado. No moje la bomba ni la sumerja en ningún líquido.



Limpie la bomba con un paño humedecido y una solución de limpieza suave destinada a ello, como: alcohol con o sin agentes tensoactivos, isopropanol al 70 %, soluciones oxidantes o cloro al 1 % como máximo. Si fuera necesario utilizar otras sustancias, seleccione un producto que no afecte al alojamiento de plástico de la bomba.

CUBIERTA DEL COLCHÓN



Las cubiertas se pueden limpiar con una solución de limpieza suave destinada a ello, como: alcohol con o sin agentes tensoactivos, isopropanol al 70%, soluciones oxidantes o cloro al 1% como máximo. Se deberá limpiar con agua fría de forma inmediata cualquier mancha provocada por excrementos o sangre. Siga cuidadosamente las instrucciones de uso así como las referidas a limpieza.



Se deberían separar las distintas capas de las cubiertas antes de limpiarlas. Las distintas piezas se deben lavar con colores similares.



Los agentes limpiadores que contienen fenol y cloro podrían afectar negativamente a la superficie de PU, por lo que se debe evitar su uso. Si a pesar de ello se usan cloruros, recomendamos diluirlos con una concentración máxima del 1 %.

CUBIERTA INTERIOR SUAVE (accesorio)



Limpie la zona afectada con una solución de limpieza suave destinada a ello, como: alcohol con o sin agentes tensoactivos, isopropanol al 70%, soluciones oxidantes o cloro al 1% como máximo.

4.2 Reacondicionamiento

BOMBA

Vea las instrucciones en el capítulo 4.1.

COLCHÓN

1. Desconecte los tubos de la bomba y desinfele el colchón. Abra también la válvula CPR.
2. Quite la cubierta. Para obtener más información sobre la limpieza de las cubiertas, consulte la sección 4.1. Si el producto está equipado con un núcleo de espuma, se debería retirar y limpiar por separado.
3. Traslade el colchón a un lugar limpio y apropiado para la limpieza.
4. Limpie las cámaras, todos los tubos y la válvula de RCP con una solución de limpieza suave destinada a ello, como: alcohol con o sin agentes tensoactivos, isopropanol al 70 %, soluciones oxidantes o cloro al 1 % como máximo.
5. Limpie y desinfecte todas las superficies de trabajo con un agente limpiador a base de alcohol destinado a este propósito.
6. Junte todas las cámaras del colchón. Si, por algún motivo, se han aflojado los tubos de las cámaras, deberán volver a colocarse tal y como se indica en la ilustración en la sección 2.3. Cierre la válvula CPR.

NÚCLEO DE ESPUMA (CuroCell S.A.M.® PRO CF16)



Limpie la zona afectada con una solución de limpieza suave destinada a ello, como: alcohol con o sin agentes tensoactivos, isopropanol al 70 %, soluciones oxidantes o cloro al 1 % como máximo.

Escorra suavemente toda el agua. Nota: No retuerza ni enrolle el cojín para eliminar el agua. El cojín se dejará secar en un lugar cálido y ventilado (no expuesto directamente al sol). Es necesario que el cojín esté completamente seco antes de utilizarlo de nuevo.

NOTA:

Compruebe la cubierta higiénica cada vez que se limpie. Si estuviera dañada, deberá cambiarse o repararse. Compruebe también la bomba, los conectores de los tubos y el cable eléctrico al proceder a la limpieza. Las piezas dañadas deben repararse o cambiarse.

5. Almacenamiento

Se recomienda guardar el colchón y la bomba en la bolsa del producto (accesorio). Coloque la bomba de tal forma que esté protegida por el colchón. Maneje el producto almacenado con cuidado. No ponga objetos pesados en la parte superior. La bomba debería guardarse en un lugar seco cubierto y alejada de la luz directa del sol.

6. Mantenimiento


1. Compruebe que el cable eléctrico y la clavija no hayan sufrido daños ni arañazos.
2. Inspeccione la cubierta del colchón para comprobar que no haya sufrido daños, y que las cubiertas y las cámaras estén correctamente montadas.
3. Compruebe que salga aire de las salidas situadas en un lado de la bomba.
4. Controle que ningún tubo ni conector esté dañado o aplastado.

Para repuestos, póngase en contacto con el fabricante o con su distribuidor local.

6.1 Sustitución del filtro de aire y de los fusibles


Filtro de aire (A):

1. Afloje la pequeña placa protectora de la parte trasera de la bomba con un destornillador.
2. Retire el filtro del soporte.
3. Introduzca el nuevo filtro en el soporte, vuelva a colocar la placa protectora en su sitio y apriétela con los tornillos.



Fusibles (B):

1. Use un destornillador para extraer el portafusibles.
2. Cambie el fusible antiguo por uno nuevo marcado como T1A/250 V; tenga en cuenta que hay dos fusibles.
3. Use un destornillador para volver a colocar el portafusibles en su sitio.



7. Resolución de problemas

Problema	Solución
La bomba no arranca	<p>Compruebe que el cable eléctrico está enchufado a la toma eléctrica.</p> <p>Controle que todos los fusibles estén intactos.</p>
La bomba funciona pero el colchón no se infla con normalidad	<p>Compruebe que salga aire de la bomba y que el cable eléctrico está correctamente conectado. Si la bomba funciona pero no sale aire, la bomba debería someterse a servicio.</p> <p>Controle que la válvula CPR esté cerrada.</p> <p>Compruebe que el colchón y el conector del colchón no estén estropeados.</p> <p>Compruebe que los tubos estén intactos.</p> <p>Compruebe que el filtro de aire no esté bloqueado.</p>
El usuario se hunde	<p>Las selecciones de confort podrían estar configuradas incorrectamente. Ajuste la presión (si está tumbado directamente en el colchón) y espere unos minutos. Efectúe de nuevo una comprobación mediante un «control manual» (consulte la sección 3.4).</p> <p>Controle que la válvula CPR esté cerrada.</p>
El colchón se mueve	<p>Compruebe que el colchón esté fijado al colchón inferior con las correas elásticas o, si el colchón tiene un núcleo de espuma integrado (CuroCell S.A.M.® PRO CF16), que está fijado con las correas a las partes móviles del somier.</p>
La bomba hace ruido o se perciben vibraciones	<p>Controle que esté correctamente acoplada a la cama. Puede haber resonancia en algunas partes de la cama. Quite la bomba y escuche para comprobar si hay alguna diferencia. Esto puede solucionarse colocando la bomba en una superficie nivelada y firme. O colocando, por ejemplo, una toalla entre la bomba y la cama.</p>

Si no hubiera obtenido respuesta a sus preguntas en la información anterior, póngase en contacto con Care of Sweden o con nuestro distribuidor local, para recibir asistencia.

8. Descripción técnica

8.1 Especificaciones técnicas

BOMBA		ESPECIFICACIONES
Modelo		CuroCell S.A.M.® PRO
Tensión		220–240 V, 50 Hz
Corriente		Máx. 10 W
Tipo de fusibles		T1A1, 250 V
Medidas (L x An x Al)		26 x 8 x 13 cm
Peso		1,5 kg
Nivel de ruido		<28 dB
Entorno ambiental	Temperatura	Utilización: 5 °C - 40 °C
		Almacenamiento: -25 °C - 70 °C
		Transporte: -25 °C - 70 °C
	Humedad	Funcionamiento y transporte: 5 % - 95 % sin condensación
		Almacenamiento: 10 % - 80 % sin condensación
	Presión atmosférica	Utilización: de 700 hPa a 1060 hPa
		Almacenamiento y transporte: de 500 hPa a 1060 hPa
Clasificación		Clase II, Tipo BF, IP21
COLCHÓN		ESPECIFICACIONES
Modelo		CuroCell S.A.M.® PRO/CuroCell S.A.M.® PRO CF10/CuroCell S.A.M.® PRO CF16
Medidas (An x L x Al)		80/85/90/105/120x200/210x10/16 cm
Peso		2,6 kg (85x200 cm) / 8,1 kg (85x200 cm)

Nota: El fabricante se reserva el derecho de modificar en cualquier momento las especificaciones del producto.

¡ADVERTENCIA!

Siga cuidadosamente las instrucciones de funcionamiento y mantenimiento para evitar lesiones corporales, así como daños en el producto u otro equipo.

8.2 Etiquetado

El colchón está etiquetado con el nombre del producto, la fecha de producción, el número de artículo, las medidas, las instrucciones para su mantenimiento y lavado, el código de barras EAN y un espacio para el etiquetado propio. El producto también muestra cuáles son los lados superior/inferior y la cabecera/pies.

8.3 Tecla del símbolo



Número de artículo



Fabricante

XXXX-XX-XX

Año-Mes-Día



Colocación de los pies



Lea el manual de instrucciones



Grupo de funciones



Marcado CE conforme a la norma MDD 93/42/EEC



Reciclaje



No desechar con los residuos domésticos; seguir las instrucciones de reciclaje



Peso recomendado del usuario



Información para el usuario



Se coloca directamente sobre el somier



Colocar encima del colchón existente



Puede dársele la vuelta



Puede girarse



Compensación de la fuerza



Función de protección de talones (descrita con el texto «Función de protección de talones» en la cubierta)



No lavar a máquina



Lavar a máquina a 70 °C



Lavar a máquina a 95 °C



Cloro



Secar en secadora



No secar en secadora



Dejar escurrir hasta que se seque



No planchar



No limpiar en seco



Limpiar



Equipo de la clase II (Aislamiento doble)



Tipo BF



Código IP (introducir índice de protección)



Advertencia sobre tensión eléctrica



El colchón se debe usar con el usuario tumbado sobre él en sentido longitudinal

9. Repuestos

Cubierta Steel para
CuroCell S.A.M. PRO

Medidas	N. ° de art.
80x200 cm	SC201-080200-SE0000
80x210 cm	SC201-080210-SE0000
80x220 cm	SC201-080220-SE0000
85x200 cm	SC201-085200-SE0000
85x210 cm	SC201-085210-SE0000
85x220 cm	SC201-085220-SE0000
90x200 cm	SC201-090200-SE0000
90x210 cm	SC201-090210-SE0000
90x220 cm	SC201-090220-SE0000
100x200 cm	SC201-100200-SE0000
100x210 cm	SC201-100210-SE0000
100x220 cm	SC201-100220-SE0000
105x200 cm	SC201-105200-SE0000
105x210 cm	SC201-105210-SE0000
105x220 cm	SC201-105220-SE0000
120x200 cm	SC201-120200-SE0000
120x210 cm	SC201-120210-SE0000
120x220 cm	SC201-120220-SE0000

Cubierta Steel para
CuroCell S.A.M. PRO CF10

N. ° de art.
SC220-080200-SE0000
SC220-080210-SE0000
SC220-080220-SE0000
SC220-085200-SE0000
SC220-085210-SE0000
SC220-085220-SE0000
SC220-090200-SE0000
SC220-090210-SE0000
SC220-090220-SE0000
SC220-100200-SE0000
SC220-100210-SE0000
SC220-100220-SE0000
SC220-105200-SE0000
SC220-105210-SE0000
SC220-105220-SE0000
SC220-120200-SE0000
SC220-120210-SE0000
SC220-120220-SE0000

Parte superior Olivia para
CuroCell S.A.M. PRO CF16

Medidas	N. ° de art.
80x200 cm	ST101-080200-SE0000
80x210 cm	ST101-080210-SE0000
80x220 cm	ST101-080220-SE0000
85x200 cm	ST101-085200-SE0000
85x210 cm	ST101-085210-SE0000
85x220 cm	ST101-085220-SE0000
90x200 cm	ST101-090200-SE0000
90x210 cm	ST101-090210-SE0000
90x220 cm	ST101-090220-SE0000
100x200 cm	ST101-100200-SE0000
100x210 cm	ST101-100210-SE0000
100x220 cm	ST101-100220-SE0000
105x200 cm	ST101-105200-SE0000
105x210 cm	ST101-105210-SE0000
105x220 cm	ST101-105220-SE0000
120x200 cm	ST101-120200-SE0000
120x210 cm	ST101-120210-SE0000
120x220 cm	ST101-120220-SE0000

Parte inferior CuroCell para
CuroCell S.A.M. PRO CF16

N. ° de art.
SB101-080200-SE0000
SB101-080210-SE0000
SB101-080220-SE0000
SB101-085200-SE0000
SB101-085210-SE0000
SB101-085220-SE0000
SB101-090200-SE0000
SB101-090210-SE0000
SB101-090220-SE0000
SB101-100200-SE0000
SB101-100210-SE0000
SB101-100220-SE0000
SB101-105200-SE0000
SB101-105210-SE0000
SB101-105220-SE0000
SB101-120200-SE0000
SB101-120210-SE0000
SB101-120220-SE0000

Cámaras de aire con tubos con CPR y conector rápido

N.º de art.	Medidas	N.º de art.	Medidas
CC-250900	80x200 cm	CC-250909	100x200 cm
CC-250901	80x210 cm	CC-250910	100x210 cm
CC-250902	80x220 cm	CC-250911	100x220 cm
CC-250903	85x200 cm	CC-250912	105x200 cm
CC-250904	85x210 cm	CC-250913	105x210 cm
CC-250905	85x220 cm	CC-250914	105x220 cm
CC-250906	90x200 cm	CC-250915	120x200 cm
CC-250907	90x210 cm	CC-250916	120x210 cm
CC-250908	90x220 cm	CC-250917	120x220 cm

N.º de art.	Descripción
SP101-SE0000	Bomba de colchón CuroCell S.A.M.
CC-908060	Juego de tubos CuroCell S.A.M. PRO, 200 cm
CC-908061	Juego de tubos CuroCell S.A.M. PRO, 210 cm
CC-908062	Juego de tubos CuroCell S.A.M. PRO, 220 cm

Si necesita otros repuestos, rogamos que se ponga en contacto con Care of Sweden o con su distribuidor local para recibir asistencia.

10. Opciones y accesorios

10.1 Opciones

Cubierta interior Soft

Incrementa aún más el confort; también puede usarse para usuarios muy sensibles. Está incluida con CuroCell S.A.M.® CF10 y CuroCell S.A.M.® CF16. Coloque las cámaras de aire en el interior de la cubierta con el lado de espuma blanda hacia arriba.

Bolsa de transporte robusta

Bolsa de transporte y almacenamiento.

Cubierta del colchón

Con costuras soldadas.

10.2 Accesorios

	Cubierta interior CuroCell S.A.M. PRO CF10	Cubierta interior CuroCell S.A.M. PRO CF16
Medidas	N.º de art.	N.º de art.
80x200 cm	SI101-080200-SE0000	SI120-080200-SE0000
80x210 cm	SI101-080210-SE0000	SI120-080210-SE0000
80x220 cm	SI101-080220-SE0000	SI120-080220-SE0000
85x200 cm	SI101-085200-SE0000	SI120-085200-SE0000
85x210 cm	SI101-085210-SE0000	SI120-085210-SE0000
85x220 cm	SI101-085220-SE0000	SI120-085220-SE0000
90x200 cm	SI101-090200-SE0000	SI120-090200-SE0000
90x210 cm	SI101-090210-SE0000	SI120-090210-SE0000
90x220 cm	SI101-090220-SE0000	SI120-090220-SE0000
100x200 cm	SI101-100200-SE0000	SI120-100200-SE0000
100x210 cm	SI101-100210-SE0000	SI120-100210-SE0000
100x220 cm	SI101-100220-SE0000	SI120-100220-SE0000
105x200 cm	SI101-105200-SE0000	SI120-105200-SE0000
105x210 cm	SI101-105210-SE0000	SI120-105210-SE0000
105x220 cm	SI101-105220-SE0000	SI120-105220-SE0000
120x200 cm	SI101-120200-SE0000	SI120-120200-SE0000
120x210 cm	SI101-120210-SE0000	SI120-120210-SE0000
120x220 cm	SI101-120220-SE0000	SI120-120220-SE0000

N.º de art.	Descripción
CC-9091	Bolsa de transporte y almacenamiento para CuroCell S.A.M.® PRO
CC-9093	Bolsa de transporte y almacenamiento para CuroCell S.A.M.® PRO CF10
58-900909	Bolsa de transporte y almacenamiento para CuroCell S.A.M.® PRO CF16

10.3 Otros accesorios

Para asegurar el máximo nivel de comodidad, recomendamos el uso de accesorios de Care of Sweden, dado que nuestros productos se han diseñado para complementarse entre sí. Si necesita algún accesorio, o más información sobre nuestros productos, póngase en contacto con Care of Sweden o visite nuestro sitio web – www.careofsweden.com.

11. Garantía

11.1 Cobertura

Este sistema CuroCell® está protegido por una garantía de 2 años contra defectos de fabricación. La garantía no se aplica al desgaste natural debido a una negligencia o a un manejo/cuidado incorrecto.

11.2 Servicio y mantenimiento

Este colchón CuroCell® es un producto sanitario fabricado según la norma MDD 93/42/EEC, que se utiliza como ayuda para la prevención y tratamiento de úlceras de decúbito. Por ello, recomendamos que el producto reciba mantenimiento periódicamente y se someta a inspecciones para conservar su funcionalidad y prestaciones. Al igual que otros dispositivos técnicos, una bomba adecuadamente cuidada funciona mejor y dura más.

Durante la vida útil prevista del producto, algunas partes de la bomba se desgastarán y precisarán someterse a servicio por parte de un técnico de servicio certificado para volver a tener una buena funcionalidad y prestaciones. El alcance del servicio y de los períodos de servicio dependerá de la frecuencia y el grado en el que se utilice el producto.

El servicio y mantenimiento deberá realizarlo siempre Care of Sweden o uno de sus técnicos autorizados. Use solamente componentes que cuenten con la aprobación de Care of Sweden. El uso de repuestos no aprobados invalida la garantía.

Los fallos y defectos incluidos dentro de la garantía se subsanarán sin cargo alguno. Antes de la devolución del producto deberá enviarse una reclamación de garantía a Care of Sweden.

11.3 Vida útil

La vida útil prevista del colchón es de 5 años.

12. Otra información

12.1 Desmontaje y reciclaje

A excepción de ciertas piezas de las bombas, puede obtenerse energía de la mayor parte de los productos CuroCell® mediante su incineración en incineradoras de basuras.

Bomba: Una bomba CuroCell® usada no deberá desmontarse, Deberá llevarse a un centro de reciclaje. El producto está clasificado como «residuo electrónico».

Colchón: Un colchón CuroCell® usado debería depositarse en un centro de reciclaje. El producto está clasificado como «residuo combustible».

Para obtener más información, póngase en contacto con Care of Sweden o con su distribuidor local.

12.2 Devoluciones y reclamación de la garantía

Póngase en contacto con Care of Sweden **antes** de devolver el producto. Los portes de la devolución correrán a cargo de Care of Sweden si el fallo está cubierto por la garantía del producto; de lo contrario, serán responsabilidad del cliente.