

## AmpSling - SystemRoMedic

### Arnés de amputados, espalda media



Deja hueco en las nalgas para colocarse fácilmente en posición sentada. Dispone de una cinchas de sujeción que evitan que las piernas se desplacen hacia delante, evitando posibles escurrimientos del usuario.

Indicado para transferencias de usuarios amputados que tengan un cierto control cefálico.

#### Artículos y descripción

42700003	AmpSling, poliéster, XS
42700004	AmpSling, poliéster, S
42700006	AmpSling, poliéster, M
42700007	AmpSling, poliéster, L
42700008	AmpSling, poliéster, XL
42700009	AmpSling, poliéster, XXL
42720003	AmpSling, red de poliéster, XS
42720004	AmpSling, red de poliéster, XS
42720006	AmpSling, red de poliéster, XS
42720007	AmpSling, red de poliéster, XS
42720008	AmpSling, red de poliéster, XS
42720009	AmpSling, red de poliéster, XS

## AmpHBSling - SystemRoMedic

### Arnés de amputados, Espalda Alta



NOTA: Para usuarios con dobles amputaciones altas puede convenir un arnés tipo saco.

El arnés de espalda alta AmpHBSling ofrece una solución de elevación ideal para usuarios amputados sin control cefálico o con un tono en tronco superior limitado.

#### Artículos y descripción

42800003	AmpSling, poliéster, XS
42800004	AmpSling, poliéster, S
42800006	AmpSling, poliéster, M
42800007	AmpSling, poliéster, L
42800008	AmpSling, poliéster, XL
42800009	AmpSling, poliéster, XXL

## FlexibleSling - SystemRoMedic

### Arnés Flexible de 6 puntos, piernas separadas



FlexibleSling es la solución adecuada cuando se requiere un arnés muy envolvente, con mucho soporte lateral. Se adapta a usuarios con grandes deformaciones en espalda y es muy suave.

Existe también una versión tipo saco.  
Ver siguiente página

#### Artículos y descripción

42520002	FlexibleSling, red de poliéster, XXS
42520003	FlexibleSling, red de poliéster, XS
42520004	FlexibleSling, red de poliéster, S
42520006	FlexibleSling, red de poliéster, M
42520007	FlexibleSling, red de poliéster, L
42520008	FlexibleSling, red de poliéster, XL

El usuario puede colocar los brazos por dentro o por fuera del arnés