

CuroCell S.A.M[®] PRO CF16



CuroCell S.A.M. PRO CF16 con funda superior olivia



Máxima comodidad

- Compresor con fácil selección de presión en función del peso del usuario

Una SEMP ideal para la prevención
y el tratamiento de úlceras
hasta categoría 3

CuroCell S.A.M.[®] PRO CF16

CuroCell S.A.M.[®] CF16 es un colchón neumático estático que proporciona una gran comodidad y alivio de la presión⁽¹⁾. Se trata de un colchón de sustitución utilizado para ayudar a aliviar el dolor y en la prevención y el tratamiento de las úlceras de decúbito hasta la categoría 3, inclusive⁽²⁾.

El colchón está fabricado en materiales muy suaves y resistentes. La bomba de soporte incluida es fácil de usar y muy silenciosa. El colchón viene con CPR (desinflado rápido).

Gracias a la cubierta interior extrasuave, la presión, que ya es baja⁽³⁾, se reduce aún más.

Los colchones de Care of Sweden se entregan con una cubierta exterior higiénica extensible en cuatro direcciones que cumple las normas aplicables de higiene⁽⁴⁾, calidad y seguridad. Todas las cubiertas están fabricadas en materiales modernos y reciclables y son permeables al vapor⁽⁵⁾ lo que reduce el riesgo de maceración de la piel.

Especificaciones

Tipo: Colchón neumático estático

Altura: 16 cm

Función: Prevención y tratamiento hasta la categoría 3, inclusive⁽²⁾

Peso de usuario recomendado: 0-200 kg

Alimentación: 230 V/50 Hz

Garantía: 2 años

Limpieza: Limpiar con un agente limpiador y/o desinfectantes. Lavar a máquina a 95 °C como máximo, secar en secadora.



Prestaciones y características

- Protector de talones
- Funda interior "inner cover soft"

Medidas

CuroCell S.A.M PRO.[®]CF16 está disponible en muchos tamaños. Los modelos estándar tienen 80, 85, 90, 105 y 120 cm de ancho, y 200 y 210 cm de largo. Si necesita otros tamaños, rogamos que se ponga en contacto con su distribuidor.

Opcional

- Bolsa para la bomba
- Bolsa resistente para el transporte y almacenamiento

Bibliografía

- (1) Examen de la fuerza de roce y la capacidad de alivio de presión, Berlincert 2009.
- (2) National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers: Quick Reference Guide. Emily Haesler (Ed.). Cambridge Media: Osborne Park, Western Australia; 2014.
- (3) Lecturas de presión con Xsensor, 2008.
- (4) ISO 16603 sobre "resistencia a la penetración de sangre y fluidos corporales", ISO 16604 sobre "resistencia a la penetración de patógenos transmitidos por la sangre", EN 14126, SS 876 00 19 sobre "Tejidos de uso médico – Penetración de bacterias – Humedad".
- (5) SS-EN ISO 15496:2004, DIN 53.122.



Selector de colchones

- Pautas para elegir un producto

Descubra cómo elegir el colchón adecuado en:

www.careofsweden.com/mattress-selector



Lea el manual de instrucciones antes del uso.

Care of Sweden y CuroCell S.A.M. son marcas comerciales de Care of Sweden AB.
© Care of Sweden AB, 2016. Todos los derechos reservados.
Última actualización: 2016-11-15.