

Optimal 5zon[®] Plus

SEMP de sustitución preventiva de uso bariátrico



Optimal 5zon[®] Plus con funda superior Olivia



Una SEMP ideal para la prevención
y el tratamiento de úlceras
hasta categoría 2

Optimal 5zon® Plus

Optimal 5zon®Plus se utiliza como ayuda para la prevención y el tratamiento de las úlceras por presión hasta la categoría 2 (1) y es ideal para todos los entornos sanitarios. Es un colchón de recambio diseñado específicamente para uso bariátrico.

Está equipado con la función de asiento exclusiva DuoCore® que apoya y brinda alivio en la posición sentada y gran comodidad en la posición supina.

Además, DuoCore® es muy conveniente cuando se usa una tabla de asiento deslizante u otros dispositivos para mover al paciente.

La funda cuenta con cremallera divisible protegida y asas funcionales para facilitar el transporte del colchón.

Los colchones Care of Sweden se suministran con una funda exterior higiénica, elástica en todas las direcciones, conforme a las normas de higiene (2),

calidad y seguridad. Todos los recubrimientos están hechos de nuevos materiales reciclables y son permeables al vapor (3), lo que reduce el riesgo de maceración de la piel.

DIMENSIONES

85/90/105 / 120x200 / 210 cm. Para otras dimensiones, póngase en contacto con su distribuidor local.

REFERENCIAS

(1) *Haesler, E. (Ed). National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. (2014). Prevention and Treatment of Pressure Ulcers: Clinical Guideline. Cambridge Media: Perth, Australia.

(2) ISO 16603 "Resistencia a la penetración de sangre y fluidos corporales", ISO 16604 "Resistencia a la penetración de patógenos transmitidos por sangre", EN 14126 (3) SS-EN ISO 15496: 2004, DIN 53122-1.

(4) N. Brevetto 8522741.



Lea siempre las instrucciones de uso antes de usar el producto.

Care of Sweden, Optimal 5zon y DuoCore son marcas comerciales registradas de Care of Sweden AB. © Care of Sweden AB, 2019. Todos los derechos reservados. Última actualización: 2019-09-11.



PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS	
<p>Peso del paciente Para uso bariátrico, adecuado para pacientes con un peso corporal de 0-300 kg.</p> <p>Presión Material altamente elástico, de alta calidad, sistema de zona única y modular para distribuir la presión de manera efectiva.</p> <p>Fuerzas de fricción Este colchón ha sido diseñado para minimizar el efecto de las fuerzas de fricción.</p> <p>Función del asiento Nuestra función de asiento DuoCore® patentada (4) está diseñada para brindar apoyo al sentarse y es muy cómoda incluso en la posición supina.</p> <p>Humedad El revestimiento higiénico es permeable al vapor (3), lo que reduce el riesgo de maceración de la piel.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Núcleo central: espuma HR 65 + 50 kg / m3 • Altura: 15 cm • Revestimiento: Divisible, 5zon® Plus • Función: prevención y tratamiento hasta categoría 2 (1) • Peso recomendado del paciente: 0-300 kg (se recomienda el Optimal 5zon® para usuarios que pesen hasta 180 kg) • Fuego: EN 597-1, -2 • Garantía: 2 años • Limpieza de la cubierta: limpiar con un agente de limpieza y / o desinfectantes. • Lavar a máquina a 95 ° C como máximo, secar en secadora.
	<div style="display: flex; align-items: center;"> <p>GUÍA PARA ELEGIR EL COLCHÓN Pautas para elegir un producto Para obtener una guía para elegir el colchón adecuado, visite: www.careofsweden.com/mattress-selector</p> </div>