

# Optimal 5zon<sup>®</sup>

SEMP de sustitución preventiva



Optimal 5ZON con funda olivia



Una SEMP ideal para la prevención  
y el tratamiento de úlceras  
hasta categoría 2

# Optimal 5zon®

El colchón Optimal 5zon® resulta ideal en todos los entornos sanitarios y se utiliza como ayuda en la prevención y tratamiento de úlceras de decúbito, hasta la categoría 2<sup>(1)</sup> (incluida), y para el tratamiento del dolor. Se trata de un colchón de repuesto suave y flexible que se coloca directamente sobre la cama y sustituye tanto al colchón estándar como al cubrecolchón.

Posee unas propiedades de redistribución de la presión muy buenas<sup>(2)</sup> y también viene equipado con la exclusiva función de asiento DuoCore®. Se ha diseñado para tener un buen soporte sentado y también estar muy cómodo tumbado.

Optimal 5zon® viene con distintas opciones de cubiertas.

Los colchones de Care of Sweden vienen equipados con una cubierta exterior higiénica estirable por los cuatro lados que cumple con los estándares pertinentes en materia de higiene, calidad y seguridad. Todas las cubiertas se fabrican con modernos materiales reciclables; además, son permeables al vapor que reduce el riesgo de maceración en la piel.

## Especificaciones

Núcleo: Espuma HR 65+50 kg/m<sup>3</sup>

Altura: 14 cm

Función: Prevención y tratamiento hasta la categoría 2 (incluida)

Peso de usuario recomendado: 0-150 kg

Incendio: EN 597-1, -2

Garantía: 3 años

Limpieza de la cubierta: Limpiar con un agente limpiador y/o desinfectantes. Lavar a máquina a 95 °C como máximo, secar en secadora.



## Prestaciones y características

### Presión

Material muy elástico y de gran calidad; además, cuenta con un exclusivo sistema de módulos y zonas que proporciona una eficaz igualación de la presión.

### Fuerza de roce

El colchón está diseñado especialmente para minimizar los efectos de la fuerza de roce.

### Función de asiento

Nuestra función de asiento patentada<sup>(5)</sup> DuoCore® se ha diseñado para tener un buen soporte sentado y también estar muy cómodo tumbado.

### Humedad

La cubierta higiénica es permeable al vapor<sup>(4)</sup>, lo que reduce el riesgo de maceración en la piel.

### Higiene

La cubierta se limpia fácilmente y cuenta con un estándar de higiene muy bien documentado.<sup>(3)</sup>

## Fundas disponibles

### Cubierta Olivia

Cremallera antigoteo en tres lados.

### Cubierta Olivia H

Igual que la cubierta Olivia, pero con asas para transportarlo y moverlo.

### Cubierta Evac

Cubierta de dos piezas con asas para facilitar la evacuación. También hay disponible una cubierta superior de baja fricción..

### Cubierta Nordic

Costuras soldadas, cremallera antigoteo en tres lados y asas en un lado.

En caso de necesitar una cubierta no higiénica, póngase en contacto con su distribuidor.

## Medidas

80/85/90/105/120x200 cm y 80/85/90x210 cm.

En caso de que necesite un tamaño distinto, le rogamos que se ponga en contacto con su distribuidor.

## Bibliografía

(1) National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevención y tratamiento de las úlceras de decúbito: Guía de referencia rápida. Emily Haesler (Ed.). Cambridge Media: Osborne Park, Western Australia; 2014.

(2) Examen de la fuerza de roce y la capacidad de alivio de presión, Berlincert 2009.

(3) ISO 16603 sobre "resistencia a la penetración de sangre y fluidos corporales", ISO 16604 sobre "resistencia a la penetración de patógenos transmitidos por la sangre", EN 14126, SS 876 00 19 sobre "Tejidos para uso en entornos sanitarios - Penetración de bacterias - Humedad".

(4) SS-EN ISO 15496:2004, DIN 53.122.

(5) Número de patente 008522741.



Antes de utilizar el producto, lea siempre las instrucciones de uso.