

# CuroCell UNO®



Una nueva generación de SEMP  
de reemplazo con presión alterna  
totalmente automatizados



Bomba totalmente automatizada y con pantalla táctil  
con todos los sistemas de prevención y tratamiento  
incluidos

# CuroCell UNO®

El colchón CuroCell UNO® se utiliza para ayudar en la prevención y tratamiento de las úlceras de decúbito hasta la categoría 4, inclusive<sup>(1)</sup>. Es sinónimo de innovación y diseño moderno y, junto con una ingeniería de calidad, sienta las bases de nuestra nueva generación de sistemas de colchones de primera línea totalmente automatizados.

Está dotado de un panel con pantalla táctil grande con una interfaz intuitiva. La bomba totalmente automatizada ofrece un ajuste automático, proporcionando un alivio óptimo de la presión y confort para cada usuario, además de tener un uso sencillo.

Los colchones de Care of Sweden vienen equipados con una cubierta exterior higiénica estirable por los cuatro lados que cumple con los estándares pertinentes en materia de higiene, calidad y seguridad. Todas las cubiertas se fabrican con modernos materiales reciclables; además, son permeables al vapor que reduce el riesgo de maceración en la piel.

## Especificaciones

Tipo: Sistema de colchón con presión alterna de repuesto  
Altura: 20 cm  
Función: Prevención y tratamiento hasta la categoría 4 (incluida)  
Peso de usuario recomendado: 0-250 kg  
Tensión de entrada: 100-240 V / 50-60 Hz  
Nivel de ruido de la bomba, máx. 20 dBA <sup>(2)</sup>  
Garantía: 2 años  
Limpieza de la cubierta: Limpiar con un agente limpiador y/o desinfectantes. Lavar a máquina a 95 °C como máximo, secar en secadora



## Características de la bomba

- Bomba totalmente automatizada que se adapta de forma individual
- Pantalla táctil en color grande con una interfaz intuitiva
- 3 modos: alterno, de pulsos y estático
- Función Pack&Go™
- Funcionamiento silencioso y sin vibraciones
- Batería de seguridad (opcional)
- Ganchos de poca fricción con punta extra suave
- Función de notificación en caso de pérdida de aire o de suministro eléctrico

## Características del colchón

- Construcción de cámara sobre cámara con colchón de seguridad
- Función de protección de talones
- Cámaras estáticas de la cabecera
- Función CPR para un desinflado rápido
- Gestión inteligente del cable
- Sin PVC
- Diseño exclusivo para una manipulación y uso sencillos
- Cubierta multielástica resistente al cloro (10 %) con costuras soldadas
- Cremallera bien protegida

## Medidas

80/85/90/105/120 x 200/210/220 x 20 cm

En caso de que necesite un tamaño distinto, le rogamos que se ponga en contacto con su distribuidor

## Opcional

- Bolsa duradera
- Soporte de la sábana

## Bibliografía

- (1) National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel y Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevención y tratamiento de las úlceras de decúbito: Guía de referencia rápida. Emily Haesler (Ed.). Cambridge Media: Osborne Park, Western Australia; 2014.
- (2): "EN ISO 11201 Acoustics - Noise emitted by machinery and equipment - Determination of emission sound pressure levels", SP 2015.
- (3) ISO 16603 sobre "resistencia a la penetración de sangre y fluidos corporales", ISO 16604 sobre "resistencia a la penetración de patógenos transmitidos por la sangre", EN 14126, SS 876 00 19 sobre "Tejidos para uso en entornos sanitarios - Penetración de bacterias - Humedad".
- (4) SS-EN ISO 15496:2004, DIN 53.122.



Antes de utilizar el producto, lea siempre las instrucciones de uso.

Care of Sweden y CuroCell UNO son marcas comerciales de Care of Sweden AB.  
© Care of Sweden AB, 2016. Todos los derechos reservados.  
Última actualización: 2016-03-10.



Lea el código QR para ver el vídeo de presentación.



## Selector de colchones

- Pautas para elegir un producto  
Descubra cómo elegir el colchón adecuado en:  
[www.careofsweden.com/mattress-selector](http://www.careofsweden.com/mattress-selector)

 care of sweden  
Supporting Life